


## Anti-IL1B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10749

Artikelnummer: CM0005857



### Einführung

Hochaffiner kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-IL1 $\beta$ , validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, Zytokin-Signalwegen und Pyroptose in aktivierten Makrophagen und verwandten Modellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IL1 $\beta$ Kaninchen mAb                                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | IL-1b; IL-1beta; IL1 $\beta$                                                                                                                          |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 3553                                                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 16176                                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 118-269 von Maus-IL1 $\beta$ (NP_032387.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                                  |
| SWISS             | P10749                                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 31 kDa                                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                             |