


Anti-IL1B-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10749

Artikelnummer: CM0008229



Einführung

Rekombinanter monoklonaler IL1 β -Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-IL1 β . Ideal für die Erforschung von Entzündungen und Zytokinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1 β -Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3553
GeneID	16176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 118-269 des Maus-IL1 β (NP_032387.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10749
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku