


Anti-IL2 Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, Elisa - P04351

Artikelnummer: CM0003221



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-IL2, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Immunantwortforschung, zielt auf den T-Zell-Wachstumsfaktor bei 19 kDa ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IL-2; IL2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3558
Gen-ID	16183
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-169 von Maus-IL2 (NP_032392.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04351
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel