


Anti-IL2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P60568

Artikelnummer: CM0002792



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Interleukin-2 (IL-2). Geeignet für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Forscher verwenden ihn zur Untersuchung der Immunantwort, der T-Zell-Proliferation und der Zytokin-Signalgebung bei der Entwicklung von Immuntherapien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL-2; TCGF; Lymphokin; IL2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3558
Gen-ID	3558
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-153 von humanem IL2 (NP_000577.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P60568
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel