


Anti-IL2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P04351

Artikelnummer: CM0007182



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-Interleukin-2 (IL2) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal zur Untersuchung der Immunregulation und der T-Zell-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3558
Gen-ID (Maus)	16183
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-169 von Maus-IL2 (NP_032392.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P04351
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel