


Anti-IL2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P60568

Artikelnummer: CM0010297



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-2 (Interleukin-2, TCGF). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung von T-Zellwachstum, Immunantwort und Toleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	IL-2; TCGF; Lymphokin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3558
Gen-ID	3558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-153 von humanem IL-2 (NP_000577.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P60568
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel