


Anti-IL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P60568

Artikelnummer: CM0013277



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Interleukin-2 (IL-2). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung von T-Zell-Proliferation, Immuntoleranz und Zytokin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-2; TCGF; Lymphokin; IL2
Spezies	Human
GeneID	3558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-153 von humanem IL2 (NP_000577.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P60568
Protein-Gewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel