


Anti-IL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P60568

Artikelnummer: CM0023605



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL-2 (IL2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung der Immunantwort und von T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-2; TCGF; Lymphokin; IL2
Spezies	Human
GeneID (Human)	3558
GeneID	3558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-153 von IL2 (NP_000577.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P60568
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistasche