


Anti-IL20Rb Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Uxl0

Artikelnummer: CM0024819



Einführung

CamelBio bietet dieses kaninchen anti-IL20RB polyklonale Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte, für Forschung an Zytokinrezeptoren und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL20RB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DIRS1; FNDC6; IL-20R2; IL20RB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	53833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein entsprechend den Aminosäuren 48-177 von humanem IL20RB (NP_653318.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6UXL0
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel