

Anti-IL21 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hbe4

Artikelnummer: CM0005678



Einführung

IL21 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem IL21, einem Schlüssel-Zytokin bei der Tfh-Zell-Generierung und Antikörperantworten. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	59067
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-162 von humanem IL21 (NP_068575.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HBE4
Protein-Gewicht	17KDa/18KDa
Versand	Eisbeutel