

Anti-IL22-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Jjy9

Artikelnummer: CM0018793



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen murines IL22, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem IL22. Erkennt ein Zytokin, das für die Integrität der Epithelbarriere und die Geweberegeneration essenziell ist. – Q9JJY9

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL22-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa; IL22
Art	Maus
Gen-ID	50929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 34–179 des murinen IL22 entspricht (NP_058667.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9JJY9
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku