

Anti-IL22 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Artikelnummer: CM0029871



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL22, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, epithelialer Barrierefunktion und regenerativer Medizin. SWISS: Q9GZX6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL22 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	50616
Gen-ID	50616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-179 von humanem IL22 (NP_065386.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZX6
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel