

Anti-IL22Ra1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N6P7

Artikelnummer: CM0016181



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL22RA1 (IL22R, CRF2-9), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 63 kDa. Ein wertvolles Werkzeug für die IL-22-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL22RA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL22R; CRF2-9; IL22R1; IL22RA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	58985
Gen-ID	58985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 16-230 des humanen IL22RA1 (NP_067081.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6P7
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel