

Anti-IL23R Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q5Vwk5

Artikelnummer: CM0011771



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen Interleukin-23-Rezeptor (IL23R), konjugiert an . Entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt den Rezeptor, der an der Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen beteiligt ist, mit Implikationen für Autoimmunität und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL23R mAb
Bemerkungen/Alias	PSORS7
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	149233
GeneID	149233
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5VWK5
Proteingewicht	41kDa/43kDa/72kDa
Versand	Eisbeutel