


Anti-IL23R Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - Q5Vwk5

Artikelnummer: CM0009010



Einführung

Anti-IL23R Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC) und ELISA. Erkennt humanes IL23R (SwissProt Q5VWK5). Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der IL-23-Signalgebung in der angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL23R Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PSORS7
Spezies	Human
GeneID (Human)	149233
GeneID	149233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 124-353 von humanem IL23R (NP_653302.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q5VWK5
Proteingewicht	41kDa/43kDa/72kDa
Versand	Eisbeutel