


Anti-IL23R Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Artikelnummer: CM0003320



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IL23R (Alias PSORS7). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu IL23-Rezeptor-Signalwegen und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL23R Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PSORS7; IL23R
Spezies	Mensch
GenID	149233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 510-629 von humanem IL23R (NP_653302.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VWK5
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel