


Anti-IL23R Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Artikelnummer: CM0021148



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IL23R, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein (AA 510-629). Ideal für Forschung zum IL23/Th17-Signalweg und Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL23R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSORS7; IL23R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	149233
Gen-ID	149233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 510-629 des menschlichen IL23R (NP_653302.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VWK5
Proteinmolekulargewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel