


Anti-IL24-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13007

Artikelnummer: CM0020188



Einführung

Für WB, IHC-P und ELISA validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen IL24. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung der IL24-vermittelten Immunantwort, Onkogenese und antiviralen Zytokinsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL24-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	C49A; FISP; MDA7; MOB5; ST16; IL10B; IL24
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	11009
GeneID	11009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 52-140 des menschlichen IL24 (NP_001172085.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13007
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku