


Anti-IL25 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9H293

Artikelnummer: CM0028792



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL25 (IL-17E). Validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung von Th2-Immunantworten und Zytokin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IL25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL17E; IL25
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64806
Gen-ID	64806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 33-177 von humanem IL25 (NP_073626.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H293
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel