

Anti-IL26 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nph9

Artikelnummer: CM0005754

Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für menschliches Interleukin-26 (IL26). Validiert für Western Blotting und ELISA. Geeignet für die Forschung zu mukosaler Immunität und entzündlichen Darmerkrankungen. Vorhergesagte Bande ~20 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL26 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AK155; IL-26; IL26
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55801
Gen-ID	55801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-154 von menschlichem IL26 (NP_060872.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NPH9
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel