

Anti-IL26 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nph9

Artikelnummer: CM0021753

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL26, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zur mukosalen Immunität, entzündlichen Darmerkrankungen und Zytokinsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AK155; IL-26; IL26
Spezies	Human
GeneID (Human)	55801
GeneID	55801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-100 von humanem IL26 (NP_060872.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NPH9
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel