

Anti-IL3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08700

Artikelnummer: CM0030912



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IL-3 (Interleukin-3, UniProt P08700), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem IL-3, einem wichtigen hämatopoetischen Wachstumsfaktor. Rekombinantes Immunogen (aa20-152). Ideal für Zytokin- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3
Spezies	Human
GeneID (Human)	3562
GeneID	3562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-152 von humanem IL3 (NP_000579.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P08700
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eistasche