

Anti-IL31 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Ebc2

Artikelnummer: CM0015777

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes IL-31, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-IL-31. Entwickelt für die Forschung an Zytokinsignalwegen und Hautimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-31; IL31
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	386653
Gen-ID	386653
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-164 von humanem IL31 (NP_001014358.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6EBC2
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel