

Anti-IL31Ra-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ni17

Artikelnummer: CM0029612



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen die menschliche Interleukin-31-Rezeptor-Untereinheit Alpha (IL31RA). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Erforschen Sie IL31-vermittelten Juckreiz und Hautimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL31RA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO21384; zcytoR17; IL31RA
Spezies	Mensch
Gen-ID	133396 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 20-321 von humanem IL31RA (NP_001284501.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NI17
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel