

Anti-IL33 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95760

Artikelnummer: CM0006954



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL-33 (IL-1F11, NF-HEV). Geeignet für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Entwickelt für Forscher, die Th2-Immunantworten, allergische Entzündungen und nukleäre transkriptionelle Regulation untersuchen. Versand in Kühlpackung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL33 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	90865
Gen-ID	90865
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 109-270 von humanem IL33 (NP_001300974.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95760
Proteingewicht	31kDa
Versand	Kühlpackung