


Anti-IL33-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Bvz5

Artikelnummer: CM0019299



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen murines IL-33, validiert für WB und ELISA. Erkennt murines und Ratten-IL-33. Geeignet zur Untersuchung der Th2-Antwort, der Alarmin-Funktion und der nukleären Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL33 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	IL-33; IL1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
Art	Maus
GeneID (Mensch)	90865
GeneID (Maus)	77125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 109-266 des murinen IL-33 (NP_598536.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8BVZ5
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku