


Anti-IL36A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uha7

Artikelnummer: CM0030883



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane IL36A (FIL1 Epsilon, IL-1F6) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der IL-36-Signalübertragung bei entzündlichen Hauterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL36A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FIL1; FIL1E; IL1F6; IL-1F6; IL1(EPSILON); FIL1(EPSILON); IL36A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27179
Gen-ID	27179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-158 von humanem IL36A (NP_055255.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHA7
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel