


Anti-IL36G Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzh8

Artikelnummer: CM0025748



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL36G, ein Zytokin der IL-1-Familie. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Entzündungsreaktionen, Psoriasis und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL36G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G
Spezies	Human
GeneID (Human)	56300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-169 von humanem IL36G (NP_062564.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZH8
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel