

Anti-IL36R-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

Artikelnummer: CM0014708



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL36R (IL-1-rezeptorähnliches Protein 2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem IL36R. Geeignet zur Untersuchung der IL-36-Signalübertragung bei Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL36R-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8808
Gen-ID	8808
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-116 des humanen IL36R entspricht (NP_003845.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HB29
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Ice-Pack