


Anti-IL3Ra Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P26951

Artikelnummer: CM0025031



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IL3RA (CD123), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu hämatopoetischen Zellen und Leukämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL3RA Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha, IL3RA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3563
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem IL3RA (NP_002174.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26951
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel