


Anti-IL4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05112

Artikelnummer: CM0005739



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Interleukin-4 (IL4) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Ideal zur Untersuchung der B-Zell-Aktivierung, des IgE-Klassenwechsels und der Entzündungs-Zytokin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3565
Gen-ID	3565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-153 von humanem IL4 (NP_000580.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05112
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel