

Anti-IL4R Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24394

Artikelnummer: CM0017420



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes IL4R (CD124) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für Allergie- und Th2-Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL4R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA; IL4R
Spezies	Human
GenID (Human)	3566
GenID	3566
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-232 von humanem IL4R (NP_000409.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24394
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel