

Anti-IL5Ra Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q01344

Artikelnummer: CM0030078



Einführung

IL5RA Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Interleukin-5-Rezeptor-Alpha, essenziell für die Eosinophilen-Biologie. Ideal für die Entwicklung von IVD-Tests und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL5RA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IL5R; CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5RA
Spezies	Mensch
Gen-ID	3568
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-335 des menschlichen IL5RA (NP_783855.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01344
Proteinmolekulargewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel