


Anti-IL6R Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08887

Artikelnummer: CM0024101



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches IL6R, validiert für WB, IHC-P und ELISA; reagiert kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die IL6-Signalwegsforschung bei Entzündungen, Immunität und chronischen Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL6R Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
Art	Mensch
GeneID	3570
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-320 von menschlichem IL6R (NP_000556.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08887
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel