


Anti-IL6St Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P40189

Artikelnummer: CM0020300



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes IL6ST (gp130, CD130), geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL6ST Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Spezies	Human
GeneID (Human)	3572
GeneID	3572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 751-918 von humanem IL6ST (NP_002175.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40189
Protein-Gewicht	104kDa
Versand	Kühltasche