


Anti-IL6St Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40189

Artikelnummer: CM0016990



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IL6ST/gp130 (CD130), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von IL-6-Familien-Zytokin-Signalwegen, Immunantwort und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL6ST Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3572
Gen-ID	3572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 678-857 von humanem IL6ST (NP_001177910.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40189
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel