

Anti-IL7 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13232

Artikelnummer: CM0007463



Einführung

Rekombinanter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-7. Validiert für WB und ELISA. IL-7 ist ein wichtiges hämatopoetisches Zytokin, das die T- und B-Zell-Entwicklung reguliert. Proteingewicht: 20 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL-7; IL7
Spezies	Mensch
GeneID	3574 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-177 des humanen IL7 (NP_000871.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13232
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel