

Anti-IL7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13232

Artikelnummer: CM0022153



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Interleukin-7 (IL-7), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Lymphozytenentwicklung, T-Zell- und B-Zell-Homöostase und Zytokin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-7; IL7
Spezies	Human
GeneID (Human)	3574
GeneID	3574
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 26-177 von humanem IL7 entspricht (NP_000871.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13232
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel