


Anti-IL8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P10145

Artikelnummer: CM0006502



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IL8 (Interleukin-8), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Ziel ist ein Chemokin, das an Entzündungen und Neutrophilen-Chemotaxis beteiligt ist. Immunogen: rekombinantes Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3576
Gen-ID	3576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-99 von humanem IL8 (NP_000575.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10145
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel