


Anti-IL8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10145

Artikelnummer: CM0015279



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes IL-8/CXCL8, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Neutrophilen-Chemotaxis und Entzündungsreaktionen. Kreuzreagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IL8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Spezies	Human
GeneID (human)	3576
GeneID	3576
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-99 von humanem IL8 (NP_000575.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10145
Protein-Gewicht	11 kDa
Versand	Eistasche