


Anti-IL8 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P10145

Artikelnummer: CM0020426



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Interleukin-8 (IL-8/CXCL8), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von chemokinvermittelten Entzündungsreaktionen und Neutrophilenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3576
Gen-ID	3576
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10145
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel