

Anti-IL9-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P15248

Artikelnummer: CM0007697



Einführung

Dieser rekombinante monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes IL-9 (SWISS: P15248). Er wurde für Western Blot, Durchflusszytometrie (intrazellulär) und ELISA validiert und eignet sich ideal zur Untersuchung von Immunreaktionen gegen Parasiten, der T-Zell-Differenzierung und der Funktion von Mastzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IL9-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	P40; HP40; IL-9; IL9
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3578
GeneID	3578
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-144 des humanen IL9 (NP_000581.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15248
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku