

Anti-IL9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15248

Artikelnummer: CM0023614



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL9 (Interleukin-9), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Immunantwort- und Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P40; HP40; IL-9; IL9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3578
GenID	3578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-144 von humanem IL9 (NP_000581.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P15248
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel