

Anti-ILF2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - Q12905

Artikelnummer: CM0010930

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ILF2. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit breiter Reaktivität (Human, Maus, Ratte). Ideal für Transkriptions- und angeborene Immunitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ILF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NF45; PRO3063; ILF2
Spezies	Human
GeneID	3608
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem ILF2 (Q12905) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12905
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel