

Anti-ILf3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12906

Artikelnummer: CM0021280



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ILF3 (NF90), validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von RNA-bindenden Proteinen in der circRNA-Biogenese, Transkriptionsregulation und antiviralen Abwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ILF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Spezies	Human
GeneID (human)	3609
GeneID	3609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von humanem ILF3 (NP_036350.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12906
Protein-Gewicht	95kDa
Versand	Eistasche