

Anti-Ilkap Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H0C8

Artikelnummer: CM0013452

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ILKAP (PP2C-DELTA), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion, Wachstumsfaktorsignalwegen und Phosphataseaktivität im Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ILKAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP2CD; PPM1O; ILKAP2; ILKAP3; PP2C-DELTA; ILKAP
Spezies	Human
GeneID (Human)	80895
GeneID	80895
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-392 von humanem ILKAP (NP_110395.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9H0C8
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche