


Anti-ILt5/Cd85A (Lilrb3) Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - O75022

Artikelnummer: CM0011595



Einführung

-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ILT5/CD85a (LILRB3) für Durchflusszytometrie. Validiert in humanen Proben; erkennt den 69-71 kDa inhibitorischen Rezeptor auf Monozyten und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human ILT5/CD85a mAk
Bemerkungen/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; leukozyten-immunglobulin-ähnlicher Rezeptor B3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11025
Gen-ID	11025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 24-418 von humanem ILT5/CD85a (NP_006855.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75022
Proteingewicht	69kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel