

Anti-Immp2L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96T52

Artikelnummer: CM0019354

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IMMP2L (IMP2-ähnliches Protein), eine mitochondriale Innermembran-Protease, die am Proteintransport und der Apoptose beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit humanen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IMMP2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMMP2L; IMMP2L-IT1; IMP2; IMP2-LIKE; mitochondriale Innermembran-Protease Untereinheit 2
Spezies	Human
GeneID (Human)	83943
GeneID	83943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 38-175 von humanem IMMP2L (NP_001231535.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96T52
Protein-Gewicht	12kDa/19kDa
Versand	Eisbeutel