

## Anti-Immt Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - Q16891

Artikelnummer: CM0027135

### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IMMT (Mitofilin, MIC60) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung an der Architektur der mitochondrialen Innenmembran und der Cristae-Morphologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IMMT Rabbit pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 10989                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-270 von humanem IMMT (NP_006830.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q16891                                                                                                                      |
| Proteinmasse      | 84 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |