


Anti-Impa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29218

Artikelnummer: CM0026471



Einführung

IMPA1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt Inositolmonophosphatase 1 (IMPA1), ein Schlüsselenzym im Phosphatidylinositol-Signalweg und Lithium-sensitiven Pfad. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IMPA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
Spezies	Human
Gen-ID	3612
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-277 von humanem IMPA1 (NP_005527.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29218
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eistasche